

invisibile



removibile



[www.mascherineinvisibili.com](http://www.mascherineinvisibili.com)  
[www.orthodigitaline.info](http://www.orthodigitaline.info)

Numero Verde  
**800-598335**



**COMINCIA A SORRIDERE**

ALLINEA I TUOI DENTI CON L'ORTODONZIA INVISIBILE



**Nessuno si accorgerà che lo stai usando.**

Un innovativo concetto terapeutico già sperimentato con successo in numerosi casi clinici, garantisce ottimi risultati ed un totale confort per il paziente.

**Lo togli durante i pasti, offrendo il vantaggio di poter effettuare una corretta igiene orale.**



## PERCHÈ SCEGLIERE ORTHO DIGITALINE

Il trattamento con **Ortho Digitaline** è una terapia ortodontica innovativa per l'allineamento dentale.

E' indicato per chi è allergico ai metalli, per il paziente affetto da paradontosi. Può essere adottato sia per miglioramenti estetici molto semplici che per interventi più complessi.

Il tuo dentista potrà pianificare anticipatamente la fine del tuo trattamento, mostrandoti attraverso il nostro software gli sviluppi del tuo sorriso e quale sarà il risultato finale.

Le mascherine **Ortho Digitaline** sono confortevoli vengono realizzate su misura evitando problemi di irritazioni ed abrasioni delle mucose. Il ridotto spessore degli aligner non crea assolutamente alterazioni fonetiche.

## COME FUNZIONA ORTHO DIGITALINE

Sono una serie di aligner o mascherine quasi invisibili e removibili che vengono sostituite ogni due-tre settimane. Ciascuna mascherina è realizzata appositamente e soltanto per i denti del paziente.

Quando si sostituiscono le mascherine, i denti si muovono, piano piano, settimana dopo settimana, finché non si allineano nella posizione finale definita dal clinico.

L'allineatore deve essere indossato almeno 20 h. al dì, giorno e notte; deve essere rimosso solo durante i pasti principali o quando strettamente necessario. Il successo del trattamento dipende da quanto viene indossata la mascherina. L'ortodontista può modificare la terapia e controllare il paziente step by step.

L'apparecchio viene realizzato su misura in laboratorio, attraverso un software computerizzato con controllo sequenziale dello spostamento dentale.



## SILENSOR-SL DISPOSITIVO ANTIRUSSAMENTO

Confortevole ed efficace costituito da un bite trasparente per l'arcata superiore ed uno per quella inferiore. La mandibola viene mantenuta in posizione o anteriorizzata a mezzo di due connettori che uniscono lateralmente i due bite. In tal modo si evita il restringimento delle vie respiratorie. La velocità del flusso d'aria diminuisce e si attenuano le vibrazioni rumorose delle parti molli. Il **SILENSOR-SL** lascia mobilità alla mandibola, ma impedisce abbassamenti e movimenti all'indietro.

*Indagini cliniche hanno dimostrato che l'anteriorizzazione mandibolare riduce il russare in oltre l'80% dei pazienti e l'indice di apnea può essere ridotto di oltre il 50%.*